

# STATIM® G4

Autoclaves de cassette



**Esterilizan y secan**  
a velocidades que superan las de los autoclaves de cámara convencionales



## Tiempos de ciclo rápidos

Los tiempos del ciclo sin embolsar de STATIM 2000 G4 son los más rápidos del mundo: 6 minutos. Los ciclos con embolsado, secado incluido, pueden finalizar en tan solo 35 minutos.

STATIM 5000 G4 puede finalizar ciclos sin embolsar en tan solo 9 minutos. Los ciclos con embolsado, secado incluido, pueden finalizar en tan solo 40 minutos.



## Tecnología G4

Con SciCan G4 el equipo puede conectarse con sus dispositivos inteligentes y enviarles información para tener siempre a mano los datos del ciclo, las instrucciones y las notificaciones de mantenimiento.



## Protección de instrumentos

La función de agua limpia garantiza agua sin uso en cada ciclo. La tecnología de vapor de última generación asegura la protección tanto de instrumentos sólidos como huecos.



## Confiable

Durante más de 25 años, la velocidad insuperable de STATIM, su fiabilidad y confiabilidad lo han convertido en uno de los autoclaves de cassette más vendidos del mundo.



## Capacidad

Los autoclaves STATIM G4 no solo ofrecen tiempos de esterilización rápidos, sino, además, capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de una consulta funcionando a pleno rendimiento.

La capacidad del STATIM 2000 G4 permite hasta 5 bolsas y el STATIM 5000 G4 permite hasta 10 bolsas.



## Datos técnicos del STAT/M 2000 G4

**Tamaño de la unidad (L x An x Al):**  
19,5" x 16,25" x 6" / 49,5 cm x 41,5 cm x 15 cm

**Dimensiones internas del cassette:**  
11" x 7" x 1,4" / 28 cm x 18 cm x 3,5 cm

**Altura mínima del estante para una nivelación adecuada:** 8,5" / 22 cm

**Peso sin agua:** 46 lb / 21 kg

**Consumo de energía:**  
120 V, 60 Hz, 11A 230 V, 50/60 Hz, 6A

	Sin embolsar	Embolsado	Goma/plástico	Secado con aire
<b>Tiempo de esterilización</b>	3,5 minutos	10 minutos	15 minutos	Solo secado con aire
<b>Temp. de esterilización</b>	135 °C	135 °C	121 °C	Solo secado con aire
<b>Tiempo de ciclo total*</b>	6 minutos	14 minutos	20 minutos	Solo secado con aire

\*El tiempo de ciclo depende de la carga de instrumentos y no incluye el secado.

## Datos técnicos del STAT/M 5000 G4

**Tamaño de la unidad (L x An x Al):**  
23,6" x 16,1" x 7,5" / 60 cm x 41 cm x 19 cm

**Dimensiones internas del cassette:**  
15" x 7" x 3" / 38 cm x 18 cm x 7,5 cm


**Altura mínima del estante para una nivelación adecuada:** 10" / 26 cm

**Peso sin agua:** 73 lb / 33 kg

**Consumo de energía:**  
120 V, 60 Hz, 11A 230 V, 50/60 Hz, 6A

	Sin embolsar	Embolsado	Goma/plástico	Instrumentos pesados sin embolsar
<b>Tiempo de esterilización</b>	3,5 minutos	6 minutos	15 minutos	6 minutos
<b>Temp. de esterilización</b>	134 °C	134 °C	121 °C	134 °C
<b>Tiempo de ciclo total*</b>	9 minutos	17,5 minutos	24 minutos	12 minutos

\*El tiempo de ciclo depende de la carga de instrumentos y no incluye el secado.



### VistaPure™

Filtración de agua

Proporciona dos grados de agua de alta calidad para autoclaves, frascos dentales, limpiadores ultrasónicos y el ciclo de enjuague de los lavadores de instrumentos.

V3000



### STATMAT™

Proteja su STAT/M

Coloque con seguridad los cassettes sobre su STAT/M con una alfombrilla de silicona segura e higiénica.

01-112867S - Para STAT/M 2000

01-112868S - Para STAT/M 5000

### VistaCool™

Sistema de conexión directa a desagüe

Protege los muebles y drena (ahorrando el valioso tiempo del personal) enfriando el agua residual del autoclave y enviándola directamente al desagüe de manera automática.

V7501 - Para un autoclave

V7502 - Para dos autoclaves



### VistaPure™ AutoFill

Reabastezca automáticamente cualquier modelo nuevo o antiguo de autoclave STAT/M y BRAVO con agua destilada de calidad, lo que permite una comodidad de manos libres.

S3020 - AutoFill para STAT/M

S3030 - AutoFill para BRAVO

### STAT-DRI™ Plus

Agente de secado

Mejore el secado en sus cassettes de su STAT/M con los agentes de secado STAT-DRI Plus.

2OZPLUS - Stat-Dri Plus 2 oz con pulverizador

8OZPLUST - Stat-Dri Plus 8 oz con pulverizador

8OZPLUS - Stat-Dri Plus 8 oz con tapón (repuesto)

32OZPLUS - Stat-Dri Plus 32 oz con tapón (repuesto)

T473 - Boquilla de pulverización solo para botella de 32 oz

Fabricado por:

**SciCan Ltd.**

1440 Don Mills Rd.,  
Toronto, ON M3B 3P9 / Canada  
T +1 416-445-1600  
LG 1-800-667-7733  
customerservice@scican.com

[www.scican.com](http://www.scican.com)

VistaPure está fabricado por:

**Crosstex International, Inc.**

1733 W. Parkside Lane  
Phoenix, AZ 85027 / USA  
T +1 800-531-2221  
VistaResearchGroup.com